



ISTITUTO COMPrensIVO 5
"EUGENIO MONTALE"
NAPOLI



Viale della Resistenza 11K-80145 NAPOLI- tel.e fax
081/5430772

Codice fiscale: 95285650636 – Cod. Mecc. : NAIC8GZ00N

E-MAIL: naic8gz00n@istruzione.it –

naic8gz00n@pec.istruzione.it

Sito web www.ic5montale.edu.it

ISTITUTO COMPrensIVO - "5 MONTALE"-NAPOLI
Prot. 0008675 del 16/09/2022
VI-9 (Uscita)

ADDETTI ALL'USO E ALLA MANUTENZIONE DEL DEFIBRILLATORE

Agli interessati – LL.SS.
All'Albo Sicurezza
All'Albo Sede – A tutti i plessi

Oggetto: D.Lgs. n°81/08 e D.Lgs. n°106/09 – Assegnazione incarichi in materia di sicurezza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il D.Lgs. n°81/08 e s.m.i., consultato il R.S.P.P. e il R.S.L.

DESIGNA

Le SS.LL. quali addetti all'uso e alla manutenzione del defibrillatore per l'anno scolastico 2021/2022 e comunque fino a nuove disposizioni:

| |
|--|
| Plesso "Montale"- Sede Centrale Morano Paola Di Pasquale Palma Viglione Patrizia |
| Plesso "Il Giardino" Chiummariello Maria Zazzaro Santa Mignano Anna |
| Plesso "Girasoli" Di Marino Francesca Asprinio Anna |
| plesso "Limoni" Zazzaro Santa Salzano Orlandina |

| |
|---|
| Plesso "Ginestre" Pugliese Annamaria Cuozzo Cira Sapio Gemma |
| Scuola dell'infanzia plesso "Incontro" Longobardi Anna Salerno Giovanna |
| Uffici Amministrativi Santo Ammendola |

Compiti relativi all'incarico:

- tenere in efficienza operativa il DAE di competenza in conformità col piano di controllo e manutenzione che qui di seguito si specificano:

Controlli e manutenzione giornaliera:

- Assenza di segnali di malfunzionamento (es spia rossa, allarme sonoro); Presenza spia lampeggiante verde;

Controlli e manutenzione settimanali:

- Verifica a vista dell'assenza di sporco o di contaminazione dell'unità e degli accessori. In tal caso provvedere alla pulizia del dispositivo e degli accessori
- Verifica a vista dell'assenza di danneggiamenti dell'unità e degli accessori. In tal caso informare immediatamente il datore di lavoro per l'invio del dispositivo in assistenza
- Controllo della scadenza delle batterie e degli elettrodi. In caso di superamento della data di scadenza, informare immediatamente il datore di lavoro per la sollecita sostituzione.

Controlli e manutenzione mensili:

- Esecuzione autotest manuale;
- Controllo della disponibilità di pacchi batteria e di elettrodi di scorta. In caso negativo, informare immediatamente il datore di lavoro per la reintegrazione;
- Controllo della presenza di:
 - almeno n. 2 pocket mask;
 - forbici taglia abiti;
 - almeno n. 2 rasoi;
 - almeno n. 5 confezioni di garze non sterili;
 - almeno n. 3 confezioni di guanti monouso.

In caso di soccorso il Vostro compito sarà di:

- attuare le misure di soccorso in conformità alla formazione ricevuta.;

La pubblicazione della presente lettera di incarico, in data odierna, sul sito web dell'Istituto, ha valore di notifica agli interessati.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 (Prof.ssa Paola Carneyale)

